

后装治疗机施源器配置单

项目	名称	内容	数量
1	妇科施源器 15 度系列		
1.1	15 度宫腔管	妇科施源器 15 度宫腔管	20
1.2	阴道施源器 15 度宫腔管	长 40mm，阴道施源器 15 度宫腔管	1
2	妇科施源器 30 度系列		
2.1	30 度宫腔管	妇科施源器 30 度宫腔管	3
2.2	阴道施源器 30 度宫腔管	长 60mm，阴道施源器 30 度宫腔管	1
3	妇科施源器 45 度系列		
3.1	45 度宫腔管	妇科施源器 45 度宫腔管	2
3.2	1.9mm,240mm 钛插植针	1.9mm,长度 240mm，钛插植针（5 根包）	10
4	施源器卵圆球系列		
4.1	卵圆球对	半形卵圆球对	5
4.2	插植卵圆球对	半径 15mm 插植卵圆球对	2
4.3	插植卵圆球对	半径 20mm 插植卵圆球对	10
5	施源器卵圆管		
5.1	1 号卵圆球管	1 号卵圆球管	2
5.2	2 号卵圆球管	2 号卵圆球管	2
6	CT/MR 多通道阴道施源器系列		
6.1	CT/MR 多通道阴道施源器	CT/MR 多通道阴道施源器，直径 25mm，及 6F 插植管和阴道管	1
7	传输管系列		
7.1	妇科施源器传输管	妇科施源器传输管	2